

【装置背面】



【装置側面】



【装置全景】



オートインジェクター AOC20i付き

制御ソフト
= GCsolution

【カラムオーブン内】



【検出器(FID/TCD)部】



【装置上面】



【検出器ガス調整部】



【表示パネル】



START STOP DIAG SYSTEM

GC始動手順 NOT READY
 使用ファイル 0:FILE0
 GC始動 手動始動
 ↓
 ガス制御開始
 スタートタイム(min) 3.0
 ↓
 温度・検出器制御開始 する
 ↓
 検出器 On
 自動点火 On
 ↓
 クリーンアップ Off
 ↓
 スタンバイ
 ↓
 ゼロキャリアレーション終了
 GC始動 | ファイル | Clean Up

PF1 PF2 PF3