

The iDEA makes iDEAL!

YL INSTRUMENT CO., LTD.

Think Smart Work Better



# YL INSTRUMENT YL9100 HPLC

## Remarkable Stability Superior Sensitivity



YL社のHPLCは、卓越したコストパフォーマンスを提供する為に開発されました。たゆまない研究と開発により、最高の性能と品質のシステムをご提供します。デザイン重視の設計ながら、妥協のない品質を考えたYL9100HPLC。20年以上の経験と開発の下に、HPLCの新しい世代の機種として自信を持って推奨いたします。

### Specifications

#### Solvent Delivery Pump

自動圧力補正により、ポンプでの逆流を最小限に抑えることで、非常に精度の良い送液を可能としています。

- YL9110 低圧グラジエントポンプ(4液)
- YL9111 高圧グラジエントポンプ(2液)
- YL9112 アイソクラティックポンプ

#### Detector

密閉された光学構造により、微小な埃や有害なガスによる光学系への悪影響を遮断し、高感度な分析を可能とします。

- YL9120 UV/Vis 検出器
- YL9160 PDA 検出器
- YL9170 RI検出器

#### Vacuum Degasser

- YL9101 デガッサー

#### Column Compartment

- YL9131 カラムオープン

#### Autosampler


- YL9150 オートサンプラー




YL9110



YL9111



Seya-Namioka Monochromatorと新型グレーティングの採用により、全波長域において光の強度を高め、高感度分析が可能となります。



YL9150

### Workstation

#### Autochro-3000

オリジナルソフトウェアにより、装置制御からデータ処理までを行います。WindowsXP、7にも対応。快適な分析作業をお約束します。

#### Autochro-3000

- ・見やすい解析ビューア
- ・分析手法に沿ったアプリケーション
- ・4chまでの同時コントロールが可能
- ・強化されたユーザー認証
- ・LAN接続による高速通信



YL INSTRUMENT 日本総代理店

# LC Science

液クロサイエンス有限会社

資料のご請求、お問い合わせ

〒632-0086 奈良県天理市庵治町830-16

TEL: 0743-64-2860 FAX: 0743-64-2867

URL: <http://www.lc-s.co.jp> E-mail: [chromat@lc-s.co.jp](mailto:chromat@lc-s.co.jp)